

Φ1mm(内径)压片模具 Die-01D



Die-01D 是一款直径为 1mm(模芯)的压片模具,可压制厚度 0.1-6mm 高度的柱状样品。我们可更具客户要求定制各种尺寸的压片模具。

技术参数

| | 内径 | Ф 1 mm |
|--|------|---------------|
| | 产品尺寸 | 压模套: Φ20×15mm |



HE FEI KE JING MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD 合肥科晶材料技术有限公司 www.kjmti.com

| | T |
|------------|---|
| | 顶部压杆: Φ1×12mm 底部模芯: Φ1×5mm |
| | 20mm 12mm 5mm |
| 最大承受压力(压强) | ≤370MPa(30Kg) |
| 模具材质 | 高速工具钢 ASSAB+17 |
| 压头硬度 | HRC68-HRC70 |
| 样品材料要求 | 颗粒度: 32-75um 不可压制易燃易爆材料 不可用此模具压制颗粒度小于 30um 的粉末样品,小颗粒的样品,在压制过程中可能会进入到模套和压杆的间隙之间,从而损坏模套 压制样品前可对球磨或破损后的样品用筛网过筛(本公司可提供,需额外费用),筛网目数 200&450,得到颗粒度为 32-75um 的样品,然后再进行压制为压制粘性的金属粉末,如 A1,M 和 Zn 等,可用润滑剂(如 PTFE 润滑剂),喷涂在模套内和压杆上,减少压片是样品与模具摩擦和便于脱模 |
| 安全防御措施 | |
| | 为避免事故发生和模具损坏,请在使用前仔细阅读使用说明 不可压制易燃和易爆材料 操作时必须佩戴护目镜 为避免损坏压杆和模套,本公司强烈建议使用专业的实验室液压机进行压制,以确保按压界面最均匀,压力均匀。 内径小(≤10mm)的模具更容易受到偏心压缩,导致顶杆过早失效,远低于额定负载。请将顶/底板放置好,并将模具对准压力机的中心线 |
| 应用注意 | 每次使用前后,用乙醇清洗模具 使用结束后用防锈油涂布好模具,放回原包装盒内放置干燥 |
| | 处,避免模具生锈 |



HE FEI KE JING MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD 合肥科晶材料技术有限公司 www.kjmti.com

销售价格: 1200 元/套(配件)

